



Achat en ligne de masques FFP2 certifiés sans Graphène.

Protégez-vous de manière optimale avec ces masques FFP2 YLEA.

La Référence Qualité : Tous les masques proposés par YLEA offrent une FILTRATION Optimale et un CONFORT INCOMPARABLE !

Également disponible : Masque chirurgical bleu et masque chirurgical pédiatrique.

Idéal pour protéger le porteur du Covid-19 : **20 masques FFP2 emballés individuellement.**

Ce produit est disponible en multilingues (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais et Néerlandais). Grâce à la traduction de sa notice multilingue, elle permet une compréhension facile pour tous les utilisateurs.

NB : Un masque FFP2 n'est pas un masque à usage médical mais est un Equipement de Protection Individuelle (E.P.I) : Norme EN 149:2001+A1:2009 - Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules.

Masques destinés à protéger le porteur à la fois contre les **risques d'inhalation d'agents infectieux transmissibles par voie aérienne et du risque de transmission par gouttelettes.**

20 masques de protection respiratoire de type FFP2 **conformes à la norme EN 149:2001+A1:2009** relevant de la catégorie des équipements de protection individuelle.

Description produit :

- Demi-masque filtrant blanc non réutilisable non stérile contre les particules de type **FFP2** avec bride blanche.

- Performance de **filtration supérieure à 95%**.
- Compatible avec la peau.
- Non inflammable.
- Taille unique.
- Il est composé d'une pièce faciale et d'un médium filtrant.
- Son efficacité repose sur les qualités du médium filtrant et sur l'étanchéité au visage.
- Les indications d'utilisation sont fournies sur la boîte.

NB : Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché. Une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé. Pour les personnels de soin, il doit être changé immédiatement en dehors de la présence du patient, chaque fois qu'il est souillé, mouillé, ou mal positionné sur le visage.

Achat en ligne en direct de nos entrepôts Français : Boîte de 20 masques FFP2 conformes à la norme EN 149:2001+A1:2009

Ces masques sont principalement destinés aux **personnes saines** souhaitant être protégés du risque d'infection. Les masques FFP2 sont très efficaces contre les virus à condition de savoir les utiliser : Respecter leur durée de vie (4 à 8 heures), bien les appliquer sur les ailes du nez pour qu'ils soient étanches, les jeter une fois usés.

NB : Le port d'une barbe, même de quelques jours, rend difficile l'étanchéité du masque FFP2.

Un contrôle d'étanchéité doit être réalisé avant utilisation par chaque porteur du masque afin de s'assurer de la bonne étanchéité. En cas d'échec, le masque doit être réajusté et le contrôle réitéré.

- La **boîte de 20 masques**.
- Emballage individuel.
- Attache par 2 élastiques faisant le tour de chaque oreille.
- C'est un masque dit filtrant.
- Couleur blanche.
- Résistant aux éclaboussures.
- Marquage CE suivant le règlement 2016/425.

Il faut **bien ajuster** le masque à la typologie du visage. Il doit être **le plus hermétique possible**. Il ne faut pas toucher la partie filtrante.

Performances minimales exigées par la norme EN149:2001+A1:2009 pour les masques de type FFP2:

- Fuite totale vers l'intérieur inférieure à 8% (moyenne arithmétique)
- Pénétration maximum du filtre aux aérosols d'essai : 6%.

L'OMS a rendu ses **préconisations concernant le port du masque** :

- Portez un masque si vous êtes dans l'environnement proche d'une personne présentant des signes ou diagnostiqué positif.
- Si vous toussiez ou éternuez.



Masques FFP2 YLEA FILTRATION>95% conformes à la norme EN 149:2001+A1:2009

Référence : 09307

- En n'oubliant pas d'associer au port du masque un lavage régulier des mains en utilisant de l'eau et du **savon** ou du **gel hydroalcoolique**.

? Pour d'autres références destinées aux soignants, découvrez nos **masques pour professionnels de santé**.

Vous pouvez regarder une vidéo pédagogique sur la mise en place et le retrait des masques à 04:23 de la vidéo **PSC_Protection**.



BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.