



Détectez une détresse neurologique à l'aide de cette **lampe stylo de diagnostic à pupille**.

- Lampe stylo à pupille pour le diagnostic de la fonction neurologique.
- Entre dans le cadre du **bilan ABCDE. Fonction neurologique [D]**.

Lors d'un traumatisme crânien, d'un malaise, d'un accident vasculaire cérébral ou d'un trouble de la conscience, analysez la réaction des pupilles en faisant passer dessus le faisceau lumineux de votre lampe.

Si la fonction neurologique va bien, la pupille va se contracter à la lumière et se relâcher après.

L'état des pupilles s'évalue en comparant la réaction d'une pupille par rapport à l'autre.

En cas de détresse neurologique, plusieurs problèmes peuvent apparaître :

- **Myosis** : Pupilles serrées. Celui-ci peut se produire en cas de coma ou de lésions cérébrales.
- **Mydriase** : Pupilles dilatées. Apparaît en cas de lésion d'engagement ou de destruction cérébrale.
- **Anisocorie** : Pupille réagissant seulement d'un côté.
- **Aréactivité** : La pupille ne bouge pas.

Caractéristiques :

- Batterie non interchangeable et non rechargeable.
- Couleur : Blanche.
- Lors de l'utilisation, la lampe ne chauffe pas.
- Un clip permet d'accrocher la lampe à un passant ou à un bord.





Lampe stylo à pupille FIRST

Référence : 09838

- Pour allumer la lampe, faites une légère pression sur le clip pour faire contact.

Cette **lampe stylo à pupille** peut également vous intéresser.

Ce **stylo oculaire à aimant**, qui dispose de 2 extrémités permet d'enlever de l'œil: La limaille de fer, cobalt, nickel et échardes.

? Découvrez notre **matériel d'auscultation et diagnostic** pour vos besoins médicaux professionnels.

Vidéo Secours en équipe / PSE : La réalisation de l'examen des pupilles (09:57).



BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.