



Surveillez facilement à la demande de votre médecin votre pression artérielle à l'aide de ce **tensiomètre automatique et électronique de poignet**.

Ce tensiomètre vous permettra de surveiller :

- Votre fréquence cardiaque.
- Votre pression artérielle.

L'indicateur de la tension artérielle est conforme à la classification de l'OMS.

Caractéristiques techniques :

- Plage de mesure de la pression artérielle : 0-300mmHg (0kPa - 40kPa) -Marge de précision : à +/- 3mmHg (0,4kPa).
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 30 à 180 BPM (battements par minute) - Marge de précision : à +/- 5%.
- Méthode : Oscillométrie.
- **Mémoire : 2x60 dernières mesures avec date et heure.**
- **Écran : Large.**
- Technologie : Cristaux liquides - Large écran LCD.
- Extinction automatique lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 60 secondes.
- Dimensions : 77 x 64 x 32 mm pour **poignet de 13,5-21,5cm.**
- Poids : 110g.
- Température de stockage : -20 à +60°C.
- Température de fonctionnement : 5-40°C.
- Piles (2 x AAA) incluses.
- Livré avec sa pochette en velours.

Certifications :



**BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS**



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

- 93/42/CEE
- EN 1060-3+A2:2009
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2:2015
- EN 60601-1-11:2015
- EN 60601-1-6
- EN 62366-1
- 2011/65/CE directive RoHS

Comment prendre votre pression artérielle :

- A la demande de votre médecin, 3 fois par jour et plusieurs jours d'affilés, après un effort important ou lors d'une sensation de malaise ou d'oppression, mettez-vous au repos.
- Après 10-15 minutes de repos allongé ou assis, placez le tensiomètre sur votre poignet.
- Le tensiomètre s'installe : écran sur la face intérieure du poignet, côté paume de main. Le brassard se place autour du poignet, le coussin de pression appuyé contre l'artère radiale.
- Posez votre coude sur une table et relevez l'avant-bras jusqu'à hauteur du cœur.
- Appuyez sur le bouton de mise en route et appuyez à nouveau pour lancer la mesure.
- Attendez que l'appareil finisse la mesure avant de lire et retirez l'appareil.
- Notez les chiffres sur votre carnet de surveillance.
- La pression artérielle se prend toujours au 2 bras. 1 mesure = 1 pression à chaque bras.
- Ne pas reprendre la pression artérielle 2 fois immédiatement en suivant sur le même bras. Celle-ci pourrait fausser le résultat.

Quand demander un avis médical ?

- A l'issue de la période de surveillance prescrite par votre médecin.
- Lorsque la pression artérielle haute (systole) reste supérieure à 16mmHg pendant plusieurs contrôles d'affilés au repos.
- Lorsque la pression artérielle haute (systole) reste inférieure à 9mmHg pendant plusieurs contrôles d'affilés au repos.
- Lorsque vous présentez une douleur thoracique.

Vous préférez un tensiomètre automatique de bras, regardez notre modèle de **tensiomètre de bras**, mais aussi le modèle **PIC Solution**.

? Découvrez nos **équipements médicaux fiables** pour vos besoins médicaux professionnels.

