



La première réponse en cas d'hémorragie, c'est ce **pansement compressif stérile**, compact et facile à emporter partout.

Idéal pour les interventions d'urgence, il s'intègre dans toutes les trousse de secours, que ce soit à domicile, en voiture ou en milieu professionnel.

Comment l'utiliser :

1. Mettez une **paire de gants en vinyle** à usage unique.
2. Appliquez la **compresse absorbante** directement sur la plaie.
3. Entourez le membre avec la **bande élastique**.
4. Fermez le pansement avec un morceau de **sparadrap microporeux** (avec dévidoir).
5. Si nécessaire, complétez avec un **pansement compressif CHUT YLEA** ou un **garrot tourniquet CAT YLEA** si le saignement persiste (sur les membres uniquement).

L'élasticité de la bande permet une adaptation parfaite à toutes les plaies et morphologies.

? Ce produit fait partie des **équipements fiables pour secouristes et infirmiers**, conçus pour assurer une prise en charge rapide et efficace des saignements.

Caractéristiques du pansement :

- Pansement stérile prêt à l'emploi.
- Emballée individuellement.
- Dimension de la bande : 10cm x 4m.
- Dimension de la compresse : 10cm x 12cm.
- Composition : Polyamide à 55% et viscose à 45%.
- 0% de latex.



Pansement compressif d'urgence stérile

Référence : 10243

Consultez notre article sur **la compression des hémorragies**.



BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.