



La solution de contrôle pour glucomètre JT 100 Spengler est un **produit essentiel** pour garantir la précision et la fiabilité de vos mesures de glycémie. Cette solution spécifiquement formulée permet de vérifier que votre lecteur JT 100 fonctionne correctement et que vos techniques de test sont conformes aux recommandations.

Cette solution de contrôle est une préparation aqueuse de glucose contenant de petites quantités de composants non réactifs et de colorant alimentaire. Sa formulation spécifique lui permet de reproduire les conditions d'un test sanguin tout en offrant une valeur de référence pour vérifier la précision de votre équipement.

La solution de contrôle JT 100 Spengler est **particulièrement recommandée** dans les situations suivantes :

- Lors de la première utilisation de votre lecteur de glycémie JT 100.
- À chaque ouverture d'une nouvelle **boîte de bandelettes**.
- Lorsque vous avez un doute sur l'exactitude des résultats obtenus.
- Quand les valeurs mesurées ne correspondent pas aux symptômes ressentis.
- Pour confirmer le bon fonctionnement de l'ensemble du système (lecteur + bandelettes).
- Dans le cadre d'une routine régulière de contrôle qualité.

Mode d'emploi :

1. Agitez doucement le flacon avant utilisation.
2. Déposez une goutte de solution sur une bandelette JT 100 insérée dans le lecteur.
3. Effectuez le test selon la procédure habituelle.

4. Comparez le résultat avec la plage de valeurs acceptables indiquée sur le flacon ou la notice.

La solution de contrôle JT 100 Spengler présente une **excellente durabilité** :

- Utilisable jusqu'à 6 mois après l'ouverture du flacon.
- À conserver dans son emballage d'origine.
- Refermez soigneusement le flacon après chaque utilisation.

? Vous recherchez d'autres produits de diagnostic médical ? Découvrez notre gamme complète YLEA de **Matériel diagnostic** pour des solutions adaptées à vos besoins professionnels.

