



L'aspirateur manuel à mucosités YLEA est un dispositif médical essentiel pour l'aspiration des sécrétions en cas d'urgence. Léger, portable et facile à utiliser, il permet une intervention rapide et efficace en toute situation. Conçu pour fonctionner d'une seule main, il libère l'autre main pour d'autres gestes médicaux importants.

Caractéristiques principales

- **Aspiration performante** : Vide maximal de -450 mmHg (réglable à 100% pour l'adulte et 50% pour l'enfant).
- **Débit d'air efficace** : >20 L/min pour une aspiration rapide.
- **Récipient jetable de 300 ml** avec bouchon de sécurité intégré.
- **Réglage adulte/enfant** : Ajustement simple grâce à une molette de réglage à 90°.
- **Sondes d'aspiration incluses** :
 - 1 sonde adulte de 14 mm
 - 1 sonde enfant de 6 mm
- **Mécanisme anti-débordement** pour éviter toute contamination.
- **Matériel hygiénique et sécurisé** : Un filtre HEPA intégré empêche la contamination bactérienne ou virale.
- **Compact et léger** : Dimensions 180x220x80 mm, poids 275 g.
- **Utilisation en toutes circonstances** : Fonctionne dans des températures extrêmes (-18°C à +50°C).

Mode d'emploi

1. Sélectionner une sonde d'aspiration adaptée au patient et la fixer à l'adaptateur.
2. Connecter l'adaptateur au bouchon du récipient.
3. Fixer solidement le récipient à la pompe.



4. Régler le vide souhaité en fonction de l'âge du patient (adulte/enfant).
5. Introduire la sonde dans la bouche du patient selon la mesure effectuée (coin des lèvres/lobe de l'oreille).
6. Actionner la gâchette tout en retirant progressivement la sonde.
7. Répéter l'opération jusqu'à désobstruction complète.

Entretien et hygiène

- Nettoyer la pompe et la poignée avec de l'eau savonneuse, un détergent doux ou une solution désinfectante avant rangement.
- Effectuer un test fonctionnel avant chaque utilisation pour vérifier l'intégrité de l'appareil.
- Ne pas immerger la pompe dans l'eau.
- Jeter les éléments à usage unique après utilisation (tubulure et récipient).

Important : Lire attentivement la notice avant usage. L'aspirateur doit être manipulé par des personnes formées aux techniques d'aspiration.

Besoin d'autres équipements pour l'urgence et la réanimation ? Découvrez notre **catégorie Réanimation** dès maintenant !

Consultez tous nos conseils sur les **aspirateurs de mucosités** et en regardant notre vidéo **PSE_Libération des voies aériennes** (04:53).

? **Explorez notre gamme complète d'aspirateurs manuels et électriques, filtres, sondes et accessoires** pour une prise en charge adaptée à toutes les urgences.

Ce produit est disponible **en multilingues** (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais et Néerlandais). Grâce à la **traduction de sa notice multilingue**, elle permet une compréhension facile pour tous les utilisateurs.

Réglementation :

Dispositif médical (DM).

Classe I.

Conforme au Règlement (EU) 2017/745 (MDR).

CE.

