



Achetez au meilleur prix votre écharpe permettant d'immobiliser l'épaule, le bras, le poignet ou le coude !

Cette écharpe triangulaire est un accessoire **simple, pratique et essentiel** pour assurer une **immobilisation conforme aux normes** lors de traumatismes des membres supérieurs ou pour la protection de plaies.

Selon la **technique utilisée** et le **nombre d'écharpes**, elle permet :

- L'immobilisation des bras, coudes, avant-bras, épaules ou poignets
- La **protection de plaies** (main, pied, tête)
- La **réalisation de bandages** pour diverses parties du corps

A la base, le nom du produit est **bandage triangulaire**. L'immobilisation des membres supérieurs n'est qu'une fonction du produit.

A l'aide de ce bandage, vous allez pouvoir réaliser **plusieurs techniques de secourisme ou de soins** :

- Écharpe pour immobiliser l'avant bras et le poignet.
- Écharpe oblique pour l'immobilisation de l'épaule et de la clavicule.
- Écharpe et contre écharpe pour immobiliser le bras.
- Bandage de main.
- Bandage de pieds.
- Bandage de tête.
- Protection de plaie.
- Protection du cuir chevelu.

Caractéristiques :

- Dimensions de notre écharpe triangulaire : 90 cm / 90 cm / 127 cm.
- Usage unique.
- Couleur blanche.
- Livrée dans un emballage individuel.
- Non tissée.

Cette écharpe d'immobilisation est présente dans plusieurs trousse de 1ers secours **YLEA**
Trousse de secours First, Ylea +, First+...

Comment utiliser l'écharpe dont le vrai nom est bandage triangulaire pour faire un bandage de plaie ?

- **1 Pliez** le bandage en diagonale pour former un triangle, en alignant les coins.
- **2 Placez** le bandage de manière à ce que le bord le plus long soit au-dessus et le coin pointu vers le bas, en gardant le côté non plié vers vous.
- **3 Tenez** les deux coins opposés supérieurs du bandage et laissez le coin pointu pendre librement.
- **4 Appliquez** le bandage sur la zone à bander en plaçant le côté plié contre le corps et en laissant le coin pointu pendre vers le bas.
- **5 Passez** l'extrémité libre du bandage autour de la partie du corps blessée, en le passant sous le membre opposé si vous bandez un bras ou en le passant sur le front si vous bandez la tête.
- **6 Ramenez** l'extrémité libre du bandage vers l'autre côté de la partie du corps blessée et croisez-la avec le coin pointu.
- **7 Faites** un nœud sécurisé en attachant les deux extrémités du bandage ensemble.
- **8 Ajustez** la tension du bandage pour fournir le soutien ou la compression appropriée, en veillant à ne pas trop serrer pour ne pas entraver la circulation sanguine. C'est un bandage et non un garrot. Le pouls doit pouvoir être perceptible. Il ne doit pas y avoir de perte de mobilité, motricité, sensibilité, chaleur ou coloration. Cela serait une complication vasculaire ou nerveuse.
- **9 Utilisez** des **épingles à nourrice** pour fixer le bandage en place si nécessaire.

Tous nos conseils sur l'utilisation de l'**écharpe d'immobilisation** sont sur notre fiche pratique ou sur la vidéo des **atteintes traumatiques** (12:09 à 14:01). Une aide précieuse pour sa mise en place.

Ce produit est disponible en multilingues (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais et Néerlandais). Grâce à la traduction de sa notice multilingue, elle permet une compréhension facile pour tous les utilisateurs.

Réglementation :

Dispositif médical (DM).

Classe I.

Conforme au Règlement (EU) 2017/745 (MDR).

CE.