



Garrot artériel en tissu YLEA

Référence : 07384



Ce **garrot artériel** permet de **stopper** efficacement les **hémorragies** des membres **supérieurs** et **inférieurs**.

- Garrot en **tissu non extensible**.
- Ce garrot artériel en tissu est **conforme** au nouveau **Référentiel National pour les Missions de Sécurité Civile**.

? Il s'intègre parfaitement parmi nos **accessoires pour soins d'urgence et premiers secours**, aussi bien pour l'usage sur le terrain que pour la formation.

Comment l'utiliser ?

Devant une victime qui saigne des bras ou des jambes et en l'absence d'objet dans la plaie, vous devez **allonger la victime au sol** en mettant si possible une couverture entre le sol et la victime. Ensuite vous pouvez utiliser un **coussin hémostatique** voir 2 pour arrêter l'hémorragie. Si vous n'avez pas ces coussins dans votre **trousse de secours**, vous pouvez prendre un linge propre et **appuyer directement sur la plaie** qui saigne. Si après les avoir posé, le saignement est toujours actif, il faut **poser un garrot** que vous mettrez sur le membre entre la plaie et le cœur. Le garrot sera efficace si le saignement s'arrête. Si possible notez l'heure et la date de pose.

- Si il y a un objet dans la plaie, **ne retirez pas et ne bougez pas l'objet**. Si la plaie saigne, posez directement un garrot toujours entre la plaie et le cœur.
- **N'enlevez ni ne soulagez jamais un garrot posé.**
- Demandez dès que possible un renfort médical en **appelant le 112**.
- **Couvrez la victime.**
- **Surveillez le membre blessé** en laissant visible la partie blessée et celle qui porte le garrot.



Garrot artériel en tissu YLEA

Référence : 07384

Caractéristiques :

- Emballé sous pochette de protection individuelle.
- Dimensions: 150 cm/3 cm.

Vous souhaitez savoir comment bien utiliser le garrot artériel en tissu ? Regardez notre vidéo pédagogique **YLEA** sur la prise en charge des blessés présentant une **hémorragie**.

Pour réaliser un garrot improvisé, combinez ce **garrot tissu avec un bâton en bois**. Ce type de garrot est idéal pour vos formations aux premiers secours

Le **garrot compressif SWAT-T 4 en 1** est susceptible de vous intéresser.

Ce produit est disponible **en multilingues** (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais et Néerlandais). Grâce à la **traduction de sa notice multilingue**, elle permet une compréhension facile pour tous les utilisateurs.

Règlementation :

Dispositif médical (DM).

Classe I.

Conforme au Règlement (EU) 2017/745 (MDR).

CE.