



Conçu pour les environnements exigeants, le spray MEDSPRAY assure en un seul geste le nettoyage et la désinfection des surfaces dures non poreuses. Sa formule prête à l'emploi élimine les salissures tout en garantissant un haut niveau d'hygiène, sans rinçage nécessaire dans la majorité des situations.

Sa particularité : une composition **sans alcool et sans parfum**, spécialement pensée pour les **surfaces sensibles** qui supportent mal les solvants agressifs (écrans, plastiques, équipements électroniques médicaux). L'absence de parfum en fait également un allié des espaces où les odeurs doivent rester neutres.

Le principe actif, le chlorure de didécyl diméthyl ammonium (0,29 %), confère au produit une triple efficacité **bactéricide, levuricide et virucide**, obtenue en seulement **5 minutes de temps de contact**. MEDSPRAY répond à un large panel de normes européennes de désinfection en conditions de saleté, ce qui le rend adapté aux usages professionnels les plus rigoureux.

Caractéristiques principales :

- Type de produit : détergent désinfectant prêt à l'emploi.
- Conditionnement : spray 750 ml.
- Substance active : chlorure de didécyl diméthyl ammonium (CAS 7173-51-5) – 0,29 %.
- Temps de contact : 5 minutes.
- Classement biocide : TP2 et TP4.
- Fabrication : France.

Mode d'emploi :

Pulvériser sur la surface en veillant à bien la mouvoir dans son intégralité, répartir à l'aide d'un

non-tissé ou d'un chiffon propre, laisser agir 5 minutes, puis laisser sécher. Ne pas rincer, sauf contact alimentaire.

Domaines d'application :

- Surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités et établissements recevant du public.
- Dispositifs médicaux non critiques : lits médicalisés, équipements de monitoring, connectiques, petit matériel.
- Plans de travail et mobilier, y compris en zones de contact avec les denrées alimentaires (rinçage à l'eau potable requis dans ce cas).

Activité microbiologique à 20 °C (5 min) :

- *Bactéricide* : EN 1276, EN 13727, EN 13697, EN 16615.
- *Levuricide* : EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 16615.
- *Virucide* : EN 14476 et EN 16777 (Adénovirus, Norovirus, Vaccinia, Herpès, PRV [HBV], BVDV [HCV], Coronavirus souche 229E, Rotavirus).

Il est recommandé de porter des lunettes de protection conforme à la norme EN166.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ce produit peut être utilisé aussi bien par les professionnels que par le grand public.

? Profitez de prix compétitifs en consultant l'intégralité de notre **catalogue hygiène et désinfection**.

Visionnez la vidéo pédagogique YLEA secours en équipe / PSE / DEA sur l'**hygiène du matériel** et à 02:25 vous verrez les modalités d'utilisation des désinfectants.

