Immobilisateur de tête en 2 parties YLEA pour Civière de Relevage

Référence : 08788



Achetez cet immobilisateur de tête en 2 parties s'adaptant à la majorité des civières de relevage.

Équipez votre civière de relevage type **scoop** de cet immobilisateur de tête conformément aux **nouvelles recommandations du PSE**. Il constitue un **système de maintien pour premiers secours** essentiel pour sécuriser la tête et le rachis cervical lors des phases de relevage et de transfert.

Les 2 coussins latéraux **s'adaptent parfaitement à la tête de la victime** grâce à de larges bandes agrippantes.

Immobilisateur conçu en mousse expansée recouverte d'une **couche plastifiée antibactérienne**.

Caractéristiques:

- Composé de 6 parties.
- **1 sangle frontale** et **1 sangle mentonnière**.
- Se fixe grâce à des sangles d'accroche rapide sur la structure de la civière.
- Entretien facile : Désinfectez simplement le dispositif avec un **spray DDSH.**
- Montage simple.

Utilisation :

- Stabilisez le rachis cervical en utilisant la technique du maintien tête latéro-latéral.
- Placez un **collier cervical** à la victime et conservez le maintien tête.

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

- Pendant ce temps, un équipier va préparer la civière et fixer sur chaque lame une partie de base de l'immobilisateur de tête après avoir retiré de leurs supports les blocs de tête.
- A l'aide de la technique de mise sur civière de relevage, placez la victime et sécurisez votre brancard.
- Mettez en place les blocs tête puis les sangles du menton et du front.
- Achevez la sécurisation du relevage grâce aux 3 **sangles** de maintien.
- Relâchez la pression de la fixation du collier cervical pour soulager la trachée.
- Vous pouvez relever la victime jusqu'au brancard de l'ambulance.
- Ne pas exposer l'immobilisateur de tête à des températures élevées.

Ce produit est **disponible en multilangues** (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais et Néerlandais). Grâce à la traduction de sa notice multilingue, elle permet une compréhension facile pour tous les utilisateurs.

Réglementation :

Dispositif médical (DM).
Classe I.
Conforme au Règlement (EU) 2017/745 (MDR).
CE.