YLEA®

Simulateur d'Arrêt des Hémorragies par Packing - Débit Contrôlé

Référence : 09286



Simulateur d'hémorragie pour l'entraînement au packing de plaie.

Offrez-vous le meilleur simulateur d'hémorragie pour vous former à l'arrêt des saignements par la technique du **packing de plaie** (wound packing), au meilleur tarif du marché.

Ce simulateur reproduit un **segment anatomique ultra-réaliste** relié à un système de saignement à seringue. Le formateur **contrôle lui-même le débit et l'intensité du saignement**, pour adapter la difficulté de l'exercice et reproduire des conditions au plus près du réel.

Qu'est-ce que le packing de plaie ?

Le wound packing, ou packing de blessure, consiste à **bourrer une plaie qui saigne** afin de stopper l'hémorragie. C'est un geste de secourisme simple et redoutablement efficace : **il sauve des vies**.

Ce geste n'est pas réservé aux secouristes ni aux professionnels de santé. Face à une hémorragie, c'est la **réaction immédiate de chaque citoyen** qui fait la différence.

Devant cette hémorragie, le stagiaire devra :

- Mettre des **gants** ou se protéger de tout contact avec du sang.
- Prendre le bout de la bande entre ses doigts et faire une petite boule de bande hémostatique (**opérationnelle** ou de **formation** selon le cas) au bout des doigts.
- Insérer le début de la bande et la boule entre ses doigts dans la plaie hémorragique.
- Prendre la continuité de la bande avec les doigts de l'autre main.

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

- Insérez la continuité de la bande en faisant un relais entre les doigts applicateurs sans relâcher la pression au fond de la plaie (Toute l'efficacité de la technique réside dans le fait de bien comprimer tous les recoins de la plaie hémorragique).
- Remplir la cavité de la plaie avec autant de bandes hémorragiques que nécessaire.
- Une fois la cavité pleine, maintenir une pression pendant 3 minutes.
- Puis finaliser la compression directe par un **coussin hémostatique**, un **pansement compressif avec barre de compression** ou composé d'un **pansement absorbant** et **d'une bande**.
- Le saignement s'arrêtera lorsque la compression à l'intérieur de la plaie sera suffisante.

Dans quels cas le met-on en place ?

- Plaie hémorragique par **arme blanche**.
- Plaie hémorragique par **arme à feu**.
- Blessure hémorragique suite à une explosion.

Sur quelle partie du corps ?

- Épaule.
- Région pelvienne (bassin).
- Membre inférieur.

En complément de ce simulateur, vous pouvez vous équiper de **bande d'entraînement** et de **sang de simulation**.

L'entretien de ce simulateur est très facile et se fait avec l'eau du robinet et du savon.

Le produit contient :

- 1 simulateur d'hémorragie avec sa seringue. N'oubliez pas de vous équiper de sang de simulation.

Pour en apprendre plus sur la compression des hémorragies, n'hésitez pas à lire **notre article** consacré à ce sujet.

? Découvrez notre **maquillage secourisme** pour réussir vos mises en scène de formation.