YLEA®

Lunette à oxygène adulte 1.8m

Référence : 09785



L'oxygénothérapie n'a jamais été aussi confortable grâce à ces **lunettes à oxygène**.

La qualité de ces lunettes est renforcée par :

- **Sa lumière interne étoilée** : Le tuyau permet le passage de l'oxygène en continue, même si le tuyau est plié ou comprimé.
- **Sa bague anti-glisse** : Elle permet d'ajuster de manière optimale le dispositif à la morphologie du patient.
- **La transparence du tuyau** : Vous pourrez rapidement constater si la lumière est obstruée.
- Canules **courbées pour adulte**.
- Embouts **souples**.
- Longueur du tuyau : **1.8m**.
- Non stérile.
- Emballage individuel.
- Pour correctement mettre en place le dispositif, les canules sont supportées par une languette de maintien. Ainsi le soignant peut les repositionner correctement dans les narines. Même le patient pourra les réajuster.

Pour la mettre en place :

- Desserrer la bague anti-glisse.
- Le dispositif doit être pris par la languette de maintien.
- Les embouts doivent être insérés dans les narines.
- Le tuyau passe derrière les oreilles comme si vous mettiez des lunettes de vue.
- Il doit ensuite revenir sur le cou.
- La bague ajustée.
- Le serrage ne doit pas être trop lâche ni trop serré pour ne pas étrangler.

- Puis le tuyau est relié à l'olive de sortie de la bouteille d'oxygène.
- Enfin le débilitre doit être réglé sur le débit prescrit.

Administration d'oxygène en inhalation :

- Débit 0.25 à 8l/min (recommandations fabricant).
- FiO2 de 22 à 24% (La FiO2 est le pourcentage d'oxygène que va inspirer à la finalité le patient).

Existe aussi avec des **canules droites** mais aussi des lunettes à oxygène pour **enfants et nourrissons**.

Afin d'humidifier l'oxygène que vous administrez au patient, utilisez le **barboteur pour concentrateur d'oxygène.**

? Améliorez la prise en charge des urgences grâce à **notre matériel d'oxygénothérapie**, conçu pour répondre aux besoins des professionnels de santé.