Poche de froid instantané grand format YLEA

Référence : 09837



La solution efficace pour soulager instantanément les douleurs et les inconforts, à tout moment, n'importe où!

La poche de froid instantané grand format YLEA est un accessoire **essentiel pour votre trousse de premiers secours**. Elle est conçue pour apporter un **soulagement rapide** et efficace en cas de douleurs musculaires, de blessures sportives, d'entorses, de maux de tête et bien plus encore. **Facile à utiliser**, cette poche de froid est votre alliée pour atténuer la douleur et l'inflammation.

Caractéristiques :

- **Froid Instantané :** Il vous suffit de presser la poche pour activer instantanément le froid. Pas besoin de préparation ni de congélation préalable.
- **Grand Format :** Cette poche est plus grande que les modèles traditionnels, offrant une couverture maximale pour soulager de grandes zones du corps. Idéale pour une utilisation sur le dos, les épaules, les cuisses, les genoux...
- **Confort et Souplesse :** Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la poche reste souple même lorsqu'elle est froide, s'adaptant parfaitement aux contours de votre corps.
- **Action Instantanée :** Lorsqu'une douleur survient, cette poche de froid se refroidit instantanément , ce qui permet un soulagement rapide. Atteignez -4 à -8°c de température en quelques secondes et pendant 15 minutes.
- **Dimension** : 15 x 23 cm.
- **Poids** : 260 grs.

Il est recommandé d'utiliser un tissu fin entre la poche de froid et la peau pour éviter un contact

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

direct avec le froid.

Profitez du **confort et du soulagement rapide** que vous offre notre poche de froid instantané grand format. **Un outil incontournable** pour faire face aux douleurs et aux inconforts du quotidien, que ce soit à la maison, au travail ou pendant vos activités sportives.

Conseil d'utilisation :

Cette poche de froid se glisse facilement dans la section [E] de votre trousse ou de votre sac d'intervention en cas de blessures traumatiques (comme indiqué dans la méthode ABCDE).

Lors de son utilisation, il suffit de presser la poche de froid pour libérer le réactif, puis de la secouer pour bien répartir le froid dans toute la poche. Avant de l'appliquer sur la zone affectée, assurez vous de placer toujours un tissu fin entre la poche de froid et la peau afin de prévenir les brûlures causées par l'intense froid généré.

Il est recommandé de mettre cette poche de froid en action dans les 15 premières minutes suivant un accident ou une blessure. En agissant rapidement, le froid soulage la douleur et réduit le risque d'œdème ou d'hématome excessif. Après 15 minutes, l'effet du froid se concentre principalement sur le soulagement de la douleur en engourdissant la zone touchée.

Après ce délai de 15 minutes, il est préférable de jeter la poche de froid usagée ou de la remplacer.

Si vous recherchez une solution plus compacte et tout aussi efficace en matière de poche de froid, nous vous recommandons d'opter pour **notre poche de froid instantané YLEA**, un format plus petit et facile à emporter partout avec vous !

Pour compléter votre trousse de secours avec d'autres **dispositifs médicaux pour la sécurité en entreprise**, explorez notre sélection professionnelle.

Ce produit est **disponible en multilangues** (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais et Néerlandais). Grâce à la traduction de sa notice multilingue, elle permet une compréhension facile pour tous les utilisateurs.

Réglementation *:*

Dispositif médical (DM).
Classe IIa.
Conforme au Règlement (EU) 2017/745 (MDR).
CE.