YLEA®

Immobilisateur de tête YLEA pour plan dur, brancard pliant et matelas immobilisateur

Référence : 07413



Pratique : cet **immobilisateur de tête est adaptable sur tous les plans durs !**

- Fabriqué en **mousse rigide plastifiée**, cet **accessoire pour stabilisation de victime** est **imperméable**, **radio-transparent** et **facile à entretenir**. Il permet une **restriction efficace du rachis cervical**, même en l'absence de plan dur, sur **brancard pliant** ou **matelas immobilisateur**.
- Il permet également exceptionnellement et en l'absence de plan dur de mettre en place une restriction du rachis cervical sur les **brancards pliants** ou dans les **matelas immobilisateurs**.

Pratique et très fonctionnel : ses coussins de tête avec orifices permettront à la victime d'entendre distinctement les consignes des personnels soignants.

Cet immobilisateur de tête pour plan dur comprend :

- Une base à fixer.
- 2 coussins latéraux de tête.
- Une sangle frontale et une autre mentonnière.

L'immobilisateur de tête est l'outil de restriction des mouvements de patients **le plus simple et performant.**

Il vous sera d'une grande aide dans l'immobilisation du rachis cervical.

Il permet d'éviter la rotation du rachis. Sa mise en œuvre doit être précédée par la mise en place d'un **collier cervical**.

Composé de vinyle, totalement imperméable, **radio-transparent** et simple d'entretien.

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS

contact@ylea.eu • www.ylea.eu

Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

Immobilisateur de tête YLEA pour plan dur, brancard pliant et matelas immobilisateur

Référence : 07413

Caractéristiques techniques :

- Longueur : 400 mm.
- Largeur : 260 mm.
- Hauteur : 170 mm.
- Poids : 0,794 kg.

Ne pas exposer l'immobilisateur de tête à des températures élevées.

En pratique sur un plan dur :

- 1-Devant un patient suspecté d'une atteinte au rachis, réalisez une stabilisation du rachis en mettant en place un maintien latéro-latéral de la tête à 2 mains.
- 2-Un autre équipier va mettre en place et fixer la base sur le plan dur. Cela fait, il va placer un collier cervical autour du cou de la victime.
- 3-Le patient va être relevé et mis en place sur le plan dur. La tête va reposer sur la base de l'immobilisateur de tête. Maintenez toujours la tête avec les 2 mains.
- 4-Maintenez toujours la tête le temps de la mise en place des 2 coussins latéraux.
- 5-Attachez les 2 sangles du menton et du front au-dessus de la tête en vous fixant sur les coussins latéraux.
- 6-Vous pouvez ensuite finir de sécuriser la victime sur le plan dur à l'aide de la **sangle araignée**.
- 7-Une fois le patient immobilisé et sécurisé, vous pouvez relâcher l'attache du collier cervical afin de libérer la pression sur la gorge.

En pratique sur un brancard pliant ou matelas immobilisateur :

- Dans certains cas, vous allez réaliser une restriction cervicale pour sécuriser le rachis lors d'un brancardage ou lors de l'utilisation d'un matelas immobilisateur.
- Préparez le **brancard** ou le **matelas immobilisateur**.
- Mettez en place un **collier cervical** sur la victime.
- Réalisez un relevage pour placer le patient sur le support de l'immobilisateur de tête. Placez ensuite les coussins latéraux et fixez les 2 sangles de menton et de front.
- Relevez ensuite le patient équipé de son immobilisateur de tête pour le mettre sur le brancard ou dans le matelas immobilisateur. N'oubliez pas de sécuriser le dispositif avec les **sangles pour brancard et civière**.

Existe aussi en modèle **speedblock** de chez LAERDAL.

Pour mettre en place cette restriction sur un brancard scoop, utilisez l'**immobilisateur de tête en 2 parties** pour civière de relevage.

Avec notre fiche pratique sur **l'immobilisation en cas d'atteinte traumatique** vous trouverez tous les conseils pour une prise en charge optimale.

Regardez nos vidéos pédagogiques **YLEA** 100% gratuites et en accès illimités :

- **Atteintes traumatiques - partie 1**
- **Atteintes traumatiques - partie 2**

Immobilisateur de tête YLEA pour plan dur, brancard pliant et matelas immobilisateur

Référence : 07413

Ce produit est **disponible en multilangues** (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais et Néerlandais). Grâce à la traduction de sa notice multilingue, elle permet une compréhension facile pour tous les utilisateurs.

Réglementation :

Dispositif médical (DM).
Classe I.
Conforme au Règlement (EU) 2017/745 (MDR).
CE.