



Doté de **6 niveaux de réglage** de profondeur, d'un système d'éjection de lancette sécurisé et d'une conception "Soft Touch", il réduit la douleur et améliore l'expérience utilisateur. Compatible avec tous les lecteurs de glycémie.

Le stylo autopiqueur Spengler représente une avancée significative dans le domaine des dispositifs de prélèvement sanguin. Récompensé par le prestigieux prix Reddot Design Award, ce stylo a été spécialement conçu pour minimiser l'inconfort lors des tests de glycémie quotidiens, alliant fonctionnalité, ergonomie et sécurité.

Le stylo autopiqueur Spengler intègre plusieurs **innovations technologiques** visant à réduire la douleur et améliorer l'expérience utilisateur :

- **Réglage de profondeur à 6 niveaux** : Permet d'adapter la pénétration de la lancette à différents types de peau et sensibilités.
- **Conception anti-vibrations** : Réduit les tremblements lors du prélèvement pour minimiser la douleur.
- **Fonctionnement silencieux** : Diminue l'anxiété liée au déclenchement du mécanisme.
- **Technologie "Soft Touch"** : Finition spéciale du matériau offrant une prise en main agréable et facilitant le nettoyage.

Le stylo autopiqueur Spengler se distingue par son système de sécurité breveté "Switch sécurisé" qui empêche l'éjection accidentelle de la lancette lorsque le capuchon est retiré. Cette fonctionnalité exclusive protège l'utilisateur et les personnes à proximité contre les risques de blessure ou de contamination.

Ce dispositif médical polyvalent permet de réaliser des prélèvements sanguins sur différentes



zones :

- Bout du doigt (prélèvement classique).
- Paume de la main (zone alternative moins sensible).
- Avant-bras (pour les tests nécessitant moins de sensibilité).

Cette flexibilité permet d'alterner les sites de prélèvement pour réduire l'inconfort lié aux tests fréquents.

Le stylo autopiqueur Spengler est **compatible avec l'ensemble des lecteurs de glycémie disponibles sur le marché**, y compris le glucomètre JT 100 Spengler. Il fonctionne avec toutes les lancettes stériles standard, offrant ainsi une grande liberté de choix aux utilisateurs.

Mode d'emploi :

1. Insérez une lancette stérile compatible dans le stylo.
2. Réglez la profondeur de pénétration selon votre sensibilité.
3. Armez le mécanisme de déclenchement.
4. Positionnez l'embout contre la zone à piquer.
5. Appuyez sur le bouton de déclenchement.
6. Utilisez le bouton d'éjection pour retirer la lancette usagée en toute sécurité.

? Besoin d'équipements complémentaires ? Explorer notre catégorie complète YLEA de **matériel de diagnostic**.

