




YLEA vous présente la **recharge d'électrodes de formation** pour **DSA de formation HS1** avec son câble et son connecteur.

Utilisée pour la simulation à la défibrillation de l'arrêt cardiaque chez l'**adulte**.

Il ne vous reste plus qu'à l'intégrer sur la cartouche d'enseignement qui vous a été livrée avec le **défibrillateur de formation HS1**.

La cartouche est livrée dans son boîtier. Pour changer la cartouche, désengagez les anciennes électrodes de formation pour les remplacer par les nouvelles.

Facile à mettre en place, vous visualisez directement sur les électrodes leurs placements sur le corps du mannequin ou de la victime simulée. L'insertion de la cartouche préconnecte automatiquement les électrodes au défibrillateur.

Il est rapidement prêt à être mis en oeuvre sur vos prochaines simulations.

Cette paire d'électrodes de formation pour adulte est aussi disponible dans sa version **électrodes de formation pour enfant et nourrisson**. Si vous utilisez cette paire d'électrodes chez l'enfant, placez-les au milieu du torse et au centre du dos. Au niveau du coeur.

Votre défibrillateur de formation HS1 est un appareil de grande qualité pour la formation de vos équipiers ou du public.

? Avec notre **matériel pour apprentissage défibrillateur**, vos apprentissages gagnent en efficacité.