



YLEA vous propose **le jeu de 2 électrodes adultes** qui seront compatibles avec votre **défibrillateur** automatique et semi-automatique **Powerheart G3**.

Electrodes opérationnelles pour la défibrillation chez l'adulte.

Utilisés dans le cadre de la procédure de lutte contre la mort subite chez l'adulte en complément de la réanimation cardio pulmonaire.

- 1 paire.
- Prête à l'emploi.
- Ouverture facile.
- Pour défibrillateur semi ou entièrement automatique **CARDIAC SCIENCE**, modèle G3.

Voici un résumé des étapes pour poser des électrodes de défibrillateur sur un adulte :

- Préparez l'équipement et exposez la poitrine de la personne.
- Placez une électrode sur le côté droit de la poitrine et l'autre sur le côté gauche, sous le sein.
- Assurez-vous qu'elles adhèrent bien à la peau.
- Suivez les instructions du défibrillateur pour analyser le rythme cardiaque et délivrer un choc si nécessaire.
- Continuez à suivre les instructions du défibrillateur jusqu'à l'arrivée des secours.

Pour la défibrillation de l'enfant de moins de 8 ans ou moins de 25kg, choisissez la **paire d'électrodes pédiatrique**.

? Nos **appareils de secours cardiaque** sont conçus pour répondre aux besoins des situations



Electrodes adulte défibrillateur Powerheart G3

Référence : 05520

d'urgence cardiaque.



BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.