



Trouvez la sonde adaptée à la morphologie de votre patient avec une aspiration buccale ou trachéale.

Aspiration chez un patient inconscient, en arrêt cardiaque ou handicapé. Parfait pour les patients trachéotomisés ou trachéo-stomisés.

La sonde d'aspiration **CH6** est idéale pour réaliser la libération des voies aériennes chez **le nouveau-né**.

- Les sondes **CH6 à CH10** chez **l'enfant**.
- Les sondes **CH12 à CH18** chez **l'adulte**.

Les autres sondes et diamètres vous permettront d'assurer la libération des voies aériennes en cas de vomissements, de sang ou présence de débris.

- Diamètre : CH6 / CH8 / CH10 / CH12 / CH14 / CH16 / CH18.

Code couleur :

- CH6 : **Verte claire** : **Longueur : 40 centimètres**.
- CH8 : **Bleue**, **Longueur : 40 centimètres**.
- CH10 : **Noire**.
- CH12 : **Blanche** : **50 centimètres**.
- CH14 : **Verte foncée**.
- CH16 : **Orange**, **Longueur : 50 centimètres**.
- CH18 : **Rouge**, **Longueur : 50 centimètres**.

Caractéristiques :



- Emballage individuel.
- Stérile (méthode de stérilisation par oxyde d'éthylène).
- Fabriqué en PVC souple et flexible.

Utilisation :

- Vérifiez l'intégrité de l'emballage et la date de péremption.
- Mettez d'une **paire de gants en vinyle sous sachet individuel**, un **masque chirurgical jetable** et des **lunettes de protection** pour réaliser l'aspiration.
- Mettez vous à la tête du patient.
- Mesurez la distance utilisable en prenant comme repère la commissure des lèvres au lobe de l'oreille.
- Ouvrez la bouche.
- Insérez la sonde selon la mesure effectuée en prenant le bout de la sonde avec un paquet de compresses.
- N'aspirez que lors de l'extraction de la sonde. On aspire en sortant et non en entrant.
- **Ne pas aspirer plus de 5 secondes en pédiatrie.**
- Renouvelez autant que nécessaire.
- Stoppez dès apparition de signes de nausées ou vomissements.

Plus d'informations sur l'aspiration sur notre fiche de conseils sur les **dispositifs d'aspiration de mucosités**.

? **Accédez à toute notre gamme de sondes d'aspiration, canules, raccords et dispositifs compatibles** pour assurer des soins respiratoires efficaces et adaptés à chaque patient.

