



Équipez-vous de ces **masques à usage unique pour insufflateurs**.

Les masques pour ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) ou insufflateur permettent d'**apporter de l'oxygène en inhalation ou insufflation**.

Pour une bonne oxygénation, il est important que le **masque soit adapté à la morphologie du visage du patient**. Le bourrelet du masque doit correctement englober le nez et la bouche afin d'être bien hermétique sur le visage. **L'objectif est d'éviter les fuites pour une oxygénation à 100%**.

Masques pré-gonflés pour insufflateur disponibles en 6 tailles :

- **Taille 0** : Nourrisson. Connecteur 15mm de diamètre extérieur.
- **Taille 1** : Bébé. Connecteur 15mm de diamètre extérieur.
- **Taille 2** : Enfant. Connecteur 22mm de diamètre extérieur.
- **Taille 3** : Adulte petite taille / Adolescent. Connecteur 22mm de diamètre intérieur.
- **Taille 4** : Adulte normal. Connecteur 22mm de diamètre intérieur.
- **Taille 5** : Adulte fort. Connecteur 22mm de diamètre intérieur.

Caractéristiques :

- Masque à **bourrelet pré-gonflé**.
- **Compatible avec tous les insufflateurs de type BAVU**.
- **Compatible avec les insufflateurs à usage unique ou réutilisables**.
- Matière **PVC**.
- **Hypoallergénique**.
- Livré en **emballage individuel**.
- Fabrication **sans phtalates**.



Masque insufflateur à usage unique YLEA

Référence : 09831

- Poids : **49g**.
- Masque équipé d'un **anneau de 4 crochets** amovibles permettant de fixer le masque à une sangle araignée à adapter au patient.
- Les masques sont profilés avec une **plateforme d'accueil pour le pouce**. Cela garantit un maintien sécurisé.

Les masques se fixent sur tous les **insufflateurs à usage unique**. Ils s'adaptent également sur les **insufflateurs réutilisables**. Dans ce cas, insérer un **filtre anti bactérien** entre le masque et la valve unidirectionnelle. A l'issue de l'intervention, vous jetterez le masque et le filtre. Le reste de l'insufflateur sera simplement décontaminé et désinfecté.

? Améliorez vos protocoles de soins d'urgence en utilisant notre **kit d'oxygénothérapie**, conçu pour une utilisation rapide et sécurisée.

La vidéo pédagogique **PSE_oxygénothérapie** que nous vous proposons gratuitement et en accès illimité vous propose à 07:40 une séquence complète sur le choix et l'utilisation des masques.

Ce produit est **disponible en multilingues** (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais et Néerlandais). Grâce à la traduction de sa notice multilingue, elle permet une compréhension facile pour tous les utilisateurs.

Réglementation :

Dispositif médical (DM).

Classe IIa.

Conforme à la Directive 93/42/EEC.

CE.