



Un **kit** tout en un pour **stopper les hémorragies** externes en un temps record, tout en étant bien protégé !

Il est utilisé dans le cadre du **Damage Control** pour **sauver la vie des victimes** d'agressions ou d'accidents.

Comment s'en servir ? :

- Devant une victime d'agression ou d'accident et qui **saigne**, après avoir écarté tout danger, mettre les **gants**, allonger la victime, et utiliser le **pansement israélien** pour arrêter l'hémorragie.
- Si l'hémorragie continue, on peut utiliser le **garrot** que l'on pose entre le saignement et le cœur sur le bras ou sur la cuisse.
- Une fois le Damage Control effectué (victime allongée, hémorragie arrêtée), emballez la victime dans la **couverture de survie** en vous assurant qu'aucune partie du corps ne soit en contact direct avec le sol. Laissez le membre blessé apparent pour pouvoir le surveiller. Appelez les secours.

? Ce kit fait partie des **équipements de secours et dispositifs de soin** incontournables pour toute personne souhaitant être prête face à une urgence hémorragique.

Contenu du kit :

- 1 **garrot tourniquet CAT YLEA** utilisé notamment par les armées, pour stopper une hémorragie d'une seule main !
- 1 **pansement israélien** une des références des pansements compressifs.



Kit hémorragie damage control YLEA URGENCE

Référence : 05178

- 1 **paire de gants à usage unique** pour être bien protégé des contaminations croisées.
- 1 **couverture de survie** pour protéger la victime.

Vous cherchez plus d'informations sur la prise en charge des victimes de blessures hémorragiques, n'hésitez pas à lire notre œil de l'expert sur **il est urgent d'arrêter le saignement !**

Le **stop hemo poudre 8g de Coalgan** peut également vous intéresser.



BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.