



Achetez au meilleur prix ce **bocal à usage unique 300ml pour votre aspirateur de mucosités LAERDAL LCSU4** !

Utilisation :

- Encombrement du patient trachéotomisé.
- Encombrement du patient trachéostomisé.
- Victime inconsciente.
- Victime en arrêt cardiaque

Caractéristiques :

- Contenant adapté pour l'utilisation avec l'aspirateur électrique de mucosités LCSU4.
- Destiné à un seul usage.
- Léger et facile à manipuler.
- Sa transparence offre une visibilité optimale sur l'aspect et la quantité de mucosités aspirées.
- Montage simple et rapide.
- Contenance : 300 ml
- Livré avec un tube et un embout pour le patient.
- Poids : 160 g
- Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) : 19,2 x 12 x 7,2 cm.
- Conforme à la directive CE.

Mise en place :

- Insérer fermement le raccord du port supérieur dans l'entrée de vide.
- Veiller à ce que la partie inférieure de l'appareil s'enclenche correctement.



LCSU4 bocal à usage unique 300ml

Référence : 09005

- Connecter le tube du patient au port patient.
- Vérifier les connexions.

Elimination :

- DASRI.

Utilisable sur l'**aspirateur de mucosité LCSU 4 de LAERDAL**.

? **Découvrez tous les accessoires compatibles et consommables pour aspirateurs de mucosité professionnels**, en usage d'urgence comme en soins à domicile.



BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.