



Nous sommes ravis de vous proposer la **batterie pour défibrillateur PRIMEDIC HEARTSAVE AED et PAD** au meilleur tarif.

Cette batterie est spécifiquement conçue pour **les modèles PRIMEDIC** et constitue une solution fiable pour maintenir la performance optimale de votre défibrillateur.

La batterie est disponible en deux références différentes en fonction du modèle de défibrillateur que vous possédez :

■ **AED, AS, AED-M, 6 ET 6S :**

Cette référence convient aux modèles AED, AS, AED-M, 6 et 6S de PRIMEDIC.

La **durée de vie de cette batterie est de 6 ans**, conformément aux recommandations du fabricant et aux conditions de stockage appropriées.

■ **PAD :**

Cette référence est spécifiquement conçue pour le modèle PAD de PRIMEDIC.

La **durée de vie de cette batterie est de 3 ans**, toujours sous réserve d'un stockage conforme aux recommandations du fabricant.

Il est essentiel de s'assurer que la batterie de votre défibrillateur est en bon état de fonctionnement, car elle garantit une alimentation électrique fiable et une réactivité rapide en cas d'urgence.

En respectant les durées de vie recommandées et en stockant la batterie dans des conditions appropriées, vous pouvez maintenir la performance optimale de votre défibrillateur PRIMEDIC.

En plus de la batterie, nous vous invitons également à consulter notre catalogue pour découvrir



Batterie pour défibrillateur PRIMEDIC HEARTSAVE AED et PAD

Référence : 09049

les électrodes de défibrillation adaptées aux **adultes** et aux **enfants**.

Ces électrodes sont conçues pour être utilisées avec les défibrillateurs PRIMEDIC et assurent une délivrance efficace de l'énergie pour les patients nécessitant une réanimation cardio-pulmonaire.

? Notre **matériel médical pour urgence sur site** est un atout indispensable pour sauver des vies.



BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.