




Remplacez facilement la **peau et les veines de votre bras de perfusion LAERDAL** grâce à ce kit !

S'entraîner à prélever, injecter, perfuser votre bras de simulation va provoquer des points de ponctions qui vont abîmer la peau du bras.

Ce kit contient **une peau et un jeu de veines de remplacement** pour augmenter la longévité de votre membre de simulation.

Ainsi, à travers les générations de soignants qui vont se succéder et qui utiliseront ce simulateur, ils auront toujours l'impression d'avoir à faire à de nouveaux patients.

Ce kit de rechange s'adapte sur les **bras de perfusion LAERDAL homme** ou **bras de perfusion LAERDAL femme**.

Si vous souhaitez ajouter du sang de simulation, vous pouvez choisir du sang liquide en **bouteille de 1 l** ou en **flacon de 5 litres**.

? Prolongez la durée de vie de votre simulateur avec ce **matériel pédagogique secourisme RCP** : kit de remplacement peau et veines pour bras de perfusion LAERDAL.