



Achetez ces 2 valves respiratoires réutilisables pour les **mannequins PRACTI-BABY**.

Ces valves permettent de **séparer les flux d'air propre et d'air sale**.

Le **dispositif breveté** de cette valve présente un intérêt majeur du dispositif de ventilation.

Fixée à la **voie respiratoire** et sous la **peau de visage**, cette valve très simple à changer et à entretenir **permet de ne pas avoir à changer la valve entre chaque pratique des insufflations mais entre chaque session**.

Lot de 2 valves.

Pour 2 mannequins PRACTI-BABY :

- Mannequin PRACTI-BABY.
- Mannequin PRACTI-BABY Plus.

L'entretien de cette valve est simple à réaliser. Une simple solution comme le **Surfa Safe Premium détergent et désinfectant** est suffisante. 5 minutes de trempage sont suffisantes pour désinfecter cette valve.

? Optez pour ces valves respiratoires, un **outil pédagogique pour formateurs SST** indispensable pour vos mannequins PRACTI-BABY.

