



Avancez dans la formation de vos apprenants en changeant la tête de votre **mannequin Resusci Anne QCPR**.

Objectif : Apprenez les techniques de libération des voies aériennes !

Le changement de tête du mannequin est simple grâce à son mode d'emploi très facile.

Vos apprenants vont pouvoir apprendre toutes les nouvelles techniques que les secouristes peuvent désormais réaliser pour sauvegarder la vie.

Cette tête est très proche visuellement et anatomiquement d'une personne réelle.

La sensation et le toucher lors de la réalisation des manoeuvres est très réelle.

Avec ce module, vous allez pouvoir former à :

- La libération des voies aériennes avec bascule de la tête en arrière ou subluxation de la mâchoire.
- Réaliser une pression cricoïde.
- Contrôler l'état des pupilles. Vous pourrez les visualiser normales, en mydriase ou en myosis.
- La ventilation manuelle grâce au bouche à bouche.
- La ventilation artificielle à l'aide d'un insufflateur.
- Poser une canule de Guedel.
- La prise en charge et gestion du patient intubé.
- La mise en place du masque laryngé.

Cette tête est compatible avec les mannequins suivants :



- Mannequin de secourisme Resusci Anne corps entier
- Mannequin de secourisme torse LAERDAL Resusci Anne QCPR
- Mannequins de secourisme entier ou torse Resusci Anne First Aid

et les anciens mannequins Resusci Anne de base et Resusci Anne SkillGuide.

? Retrouvez un large choix de mannequins de secourisme et d'accessoires compatibles pour vos formations sur **notre page dédiée aux équipements de secourisme**.