



Changer la peau de torse de votre mannequin **Little Baby QCPR de LAERDAL** n'a jamais été aussi simple et rapide.

Il vous suffit de dégrafer délicatement l'ancienne peau de torse du mannequin. Grâce à notre conception astucieuse, le processus de dégrafage est rapide et sans complications. Une fois l'ancienne peau de torse retirée, vous pouvez facilement la remplacer par une nouvelle peau.

Le remplacement est un jeu d'enfant : il vous suffit de fixer fermement la nouvelle peau de torse en la clipsant sur le mannequin. Assurez-vous de bien l'ajuster pour une utilisation optimale du mannequin Little Baby QCPR.

En plus de sa facilité de remplacement, notre peau de torse est également conçue pour faciliter le nettoyage. Vous pouvez facilement la nettoyer en utilisant de l'eau tiède et un savon doux. Assurez-vous de bien rincer la peau et de la sécher soigneusement avant de la remettre en place sur le mannequin. Ainsi, vous pouvez garantir une hygiène impeccable lors de vos sessions de formation.

Nous comprenons que votre temps est précieux, c'est pourquoi notre produit est conçu pour simplifier le processus de remplacement de la peau de torse. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur vos activités de formation, sans vous soucier des tracas liés au changement de peau.

La qualité de notre peau de torse est primordiale. Fabriquée à partir de matériaux durables et résistants, elle est conçue pour résister à une utilisation régulière et garantir une longue durée de vie. Vous pouvez donc être assuré que votre investissement dans notre produit sera rentabilisé sur le long terme.

? Remplacez facilement la peau de torse de votre Little Baby QCPR avec ce modèle





Couvre-poitrine Little Baby QCPR

Référence : 10344

indispensable pour les formateurs, conçu pour allier simplicité, hygiène et durabilité.



BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.