



Achetez au meilleur prix le produit de maquillage le plus utilisé par les formateurs en secourisme et réalisez des plaies et fractures de toutes sortes !

Le Plasto-Nat Maqpro ou plasto wax est une cire à modeler fabriquée pour créer des volumes (plaies) sur le visage ou le corps.

On peut le durcir à l'aide du **Sealor** ce qui permettra d'effectuer une compression sans abîmer le maquillage.

La peau doit être propre et pour assurer pour une bonne adhérence du Plasto-Nat, il est préférable d'utiliser le **Biological Cleaner**.

Couleur : peau claire.

Également à la vente : **Plasto-nat 17 ml** et **Plasto-nat 17 ml peau foncée**.

Pour créer des plaies :

- A l'aide d'une **spatule** prenez la quantité souhaitée de Plasto-Nat.
- Modelez-le au doigt pour lui donner la forme voulue.
- Posez-le sur la peau et étalez finement les bords.
- Appliquez ensuite au **pinceau** une légère couche de Sealor pour fixer l'ensemble.
- Maquiller le Plasto-Nat avec nos **fards crème** et du **sang**.

Le plasto nat se conserve plusieurs mois si il est gardé fermé hermétiquement, au sec, à une température comprise entre 5 et 25°C.

? Optimisez vos exercices avec nos **kits maquillage premiers secours** de qualité



Plasto-Nat chair : cire à modeler de 200 ml

Référence : 05420

professionnelle.



BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.