



Avec cette prothèse de doigt coupé, réalisez un maquillage de doigt sectionné en moins d'une minute !

Avantages de cette fausse plaie de doigt coupé :

- Cette prothèse de doigt coupé offre un réalisme exceptionnel à vos cas concrets.
- Grande souplesse d'utilisation.
- Bords fins et transparents permettant d'intégrer vos finitions de maquillage.
- Tenue de 6 à 8 heures.
- Conservation entre 5 et 30 degrés maximum.

Dites-vous que vous vous êtes blessé avec un **couteau** ou des **outils**. Tous, outils de simulations fabriqués pour être sans danger.

Devant ce type de blessure, il va falloir utiliser un **kit membre sectionné**.

Allongez la victime au sol en la protégeant du froid du sol. A l'aide de compresses stériles et de bandes, recouvrez la phalange et mains restante en comprimant si nécessaire pour arrêter l'hémorragie. Faites un bandage serré mais pas garrot. Mettez le doigt sectionné dans la poche isotherme du kit de membre sectionné. Appelez les secours.

Retrouvez cette prothèse dans un **kit complet de 8 prothèses** avec accessoires.

? Pour vos sessions pédagogiques, passez à l'**achat de maquillage premiers secours** afin de rendre les exercices plus réalistes.