



Un thermomètre à bandelette frontale pratique et fin à emporter partout !

Caractéristiques techniques :

- **Contrôle rapide** de la **température** sur le front (15 s).
- Affichage clair grâce au ruban à **cristaux liquides**.
- Ce thermomètre frontal est idéal pour les **enfants en bas âge** et à emporter en **voyage**.
- Cette bandelette de température n'a pas la précision d'un thermomètre **mais ce n'est pas le but recherché**. L'objectif est de savoir si le patient est normotherme ou hypertherme. C'est un indicateur de température.
- Pour l'utiliser il faut appliquer la bande sur le front en la maintenant pendant 15 secondes entre le pouce et l'index. Assurez-vous que la longueur de la bande est bien au contact de la peau.
- Réutilisable. Il suffit de laisser la bande frontale au repos.
- L'indicateur frontal est totalement conforme au décret annexe VII N° 956292 du code de la santé publique de la directive 93/42/CEE.

? Découvrez notre **matériel pour contrôle clinique** pour vos besoins médicaux professionnels.

Visionnez notre vidéo pédagogique pour tout savoir sur le thermomètre et son utilisation : Secours en équipe / PSE à partir de 14:59

Des vidéos **OFFERTES** par YLEA qui sont en accès gratuit / illimité / tous supports informatiques.