YLEA

Tensiomètre automatique de bras OMRON M7 IntelliSense Bluetooth

Référence : 09181



Achetez votre **tensiomètre automatique de bras OMRON M7 IntelliSense Connect** au meilleur tarif !

- La marque **OMRON** est **LA** référence du marché pour les tensiomètres automatiques.
- Tensiomètre de bras avec brassard **22 à 42cm**.
- Affichage : **Pression systolique / Pression diastolique / Fréquence cardiaque**.
- Alarme : **Détection de l'arythmie** (irrégularité cardiaque) et **détection de l'hypertension**.
- Indication des valeurs moyennes.

Caractéristiques :

- 100 mesures en mémoire.
- Moyennes hebdomadaires sur 8 semaines.
- Détection de mouvement.
- Vous pouvez **utiliser pour 2 patients** votre OMRON M7 tout en assurant une surveillance et un suivi distinct sur le même appareil.
- Le **brassard Intelli Wrap**est une technologie disposant de plusieurs intérêts comme une évaluation plus précise de la pression, une confirmation visuelle du bon positionnement du brassard et le brassard compense les risques de mouvements pendant la mesure.
- Ce même brassard est aussi à **360°**: Plus besoin de chercher comment bien le mettre. Mettez-le et il prendra la mesure. S'il est mal placé, il vous le fera savoir !
- Sacoche fournie.

Fonctionnement :

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

- 4 piles AAA (inclus).
- Pas de maintenance préventive nécessaire.

Connectivité :

- Application : **OMRON connect** (Android / Iphone).
- Connexion : Bluetooth.
- Transmissions **cryptées et sécurisées** sur votre Smartphone.

La connectivité OMRON connect vous permettra de suivre l'évolution des mesures directement sur votre smartphone.

Tous les tensiomètres automatiques OMRON sont cliniquement testés.

Pour surveiller votre pression artérielle, Ameli.fr vous conseille :

- 3 mesures le matin et 3 le soir espacées chacune de 2 minutes.
- Effectuez les mesures avant de manger et avant la prise des médicaments.
- effectuer ces mesures pendant 3 jours.
- Pour prendre la mesure, allongez-vous ou asseyez-vous et mettez le brassard à hauteur du coeur.
- Lancez la prise de mesure après 5 minutes de repos.
- Ne pas mettre le brassard au dessus de vos vêtements. Il doit être au contact direct de la peau.
- N'hésitez pas à prendre un petit carnet et y noter toutes les mesures avec la date, l'heure et le numéro de la mesure.
- Consulter votre médecin selon sa prescription de suivi ou si la pression artérielle est trop élevée ou trop basse. Votre médecin définira avec vous les mesures au-dessus ou en-dessous desquelles vous devrez le consulter.
- En plus des mesures de surveillance, vous pouvez prendre votre pression artérielle après un effort, suite à un malaise ou une sensation de palpitations.

? Découvrez nos **équipements de santé pour diagnostic** pour vos besoins médicaux professionnels.

Qu'est ce que la pression artérielle ? Comment la prend-t-on ? Quel type de tensiomètre choisir ? Consultez notre **fiche pratique** pour plus d'informations.