Solution de contrôle pour glucomètre TB100

Référence : 09997



Il est nécessaire d'étalonner au minimum une fois par an votre **glucomètre TB100**. C'est en utilisant cette solution de contrôle que vous pourrez réaliser cet étalonnage.

Cette solution de contrôle est utilisée pour vérifier la précision et la performance de votre lecteur de glycémie.

Vous pourrez donc vérifier la **précision de la mesure**.

- Contenu : **Solution aqueuse de glucose** (4ml). Constituée de colorant alimentaire sucré.

Pour contrôler votre glucomètre, insérez une **bandelette de glycémie pour lecteur de glycémie TB100**. Comme lors d'une mesure réelle, versez quelques millilitres de solution sur la bandelette insérée dans le lecteur et patientez 5 secondes pour obtenir le résultat.

Comparez le résultat obtenu à l'indication inscrite sur le flacon.

Si le résultat est identique, vous pouvez être rassuré sur la précision du lecteur.

? Découvrez nos **équipements précis pour diagnostic** pour vos besoins médicaux professionnels.