YLEA®

# Bande adhésive non-tissée multi-extensible - 10mx10cm

Référence : 05297




La **bande adhésive non tissée Elastopor E** est une bande de fixation **multi-extensible** conçue pour maintenir efficacement pansements, drains, cathéters et sondes. Douce et agréable au toucher, élastique et hypoallergénique, elle épouse parfaitement les contours du corps tout en laissant la peau respirer. Elle est enregistrée comme **dispositif médical de classe I** conforme au règlement (UE) 2017/745 (MDR).

Grâce à son **taux d'extensibilité exceptionnel**, la bande Elastopor E s'étire pour suivre les mouvements du corps sans se décoller ni exercer de tension sur la peau. Sa **grande résistance à l'étirement** garantit un maintien fiable, y compris sur les zones articulaires ou difficiles à fixer. Sa structure en **tissu non tissé micro-poreux** assure une perméabilité à la vapeur d'eau : l'échange gazeux entre la peau et le pansement est préservé, ce qui **ne contrarie pas le phénomène de transpiration cutanée** et limite le risque de macération.

**Caractéristiques techniques :**

- **Type** : bande adhésive non tissée, non stérile.
- **Adhésif** : acrylique, appliqué en continu sur toute la surface du ruban.
- **Élasticité** : multi-extensible, épouse les contours du corps.
- **Perméabilité** : structure micro-poreuse assurant l'échange gazeux.
- **Radiotransparence** : n'absorbe pas les rayons X.
- **Support** : papier siliconé à intersection ondulée avec marquage d'une échelle métrique.
- **Conditionnement** : rouleau de 10 m en boîte distributrice.
- **Usage** : à usage unique.
- **Classification** : dispositif médical de classe I (règlement UE 2017/745 – MDR).

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

YLEA®

**Bande adhésive non-tissée multi-extensible - 10mx10cm**

Référence : 05297

## Utilisations et indications :

La bande Elastopor E est destinée à la **stabilisation, la protection et la fixation de drains, cathéters et tubes médicaux**, ainsi qu'à la fixation de pansements primaires (contact) non adhésifs appliqués directement sur les plaies et lésions cutanées. Elle peut également être utilisée comme **pansement de rétention**. Ce dispositif s'intègre parfaitement dans des protocoles de soins pour plaies superficielles, en particulier lors d'interventions rapides ou de premiers soins.

YLEA vous apporte également son aide et ses conseils au travers de fiches pratiques :

- Le contenu des trousses de secours.
- La manière de prendre en charge des plaies.
- La réalisation de bandages.